

**DAGATRON®**

# OTOMATİK BOYAMA CİHAZI



**AFB Multi(3'lü)**

**GRAM/AFB Dual (Çift)**

**AFB/GRAM/Hematology(Tekli)**

**DAGATRON®**

# OTOMATİK BOYAMA CİHAZI

**AFB ÇOKLU BOYAMA (3'lü)**

**GRAM/AFB ÇİFT BOYAMA (Çift)**

**AFB, GRAM, HEMATEKLİ BOYAMA**



AT..J001 **AFBÇoklu Boyama**  
AT-3002,3003 **GRAM /AFB Çift Boyama**

AT-2000**GRAM**  
AT-2000**F** Floresans  
AT-2000**Z** Ziehl-Neelsen  
AT-2000**K** Kinyon  
AT-2000**H** Hematoloji

# OTOMATİK BOYAMA CİHAZI

CİHAZ	MODEL	AÇIKLAMA
AFB(TB) Çoklu Boyama	AT-3001	AFB Çoklu Boyama Cihazı (Ziehl-Neelsen, Floresans, Kinyon)
AFB(TB) Boyama	AT-2000Z	Ziehl-Neelsen AFB Otomatik Boyama Cihazı
	AT-2000F	Floresans AFB Otomatik Boyama Cihazı
	AT-2000K	Kinyon Otomatik Boyama Cihazı
GRAM/AFB(TB) Çift Boyama	AT-3002	GRAM/AFB Çift Boyama (GRAM, Ziehl-Neelsen)
	AT-3003	GRAM/AFB Çift Boyama (GRAM, Floresans)
GRAM boyama	AT-2000G	GRAM Otomatik Boyama Cihazı
HEMA boyama	AT-2000H	Hematoloji Otomatik Boyama Cihazı

## OTOMATİK BOYAMA CİHAZI

### Spesifik özellikler :

- AT-3001 ve AT-2000Z model cihazlar preparatı ısıtarak boyayabilir. Bu Ziehl-Neelsen için benzersiz bir fonksiyondur. Dünya çapında bu fonksiyona sahip başka bir boyama cihazı yoktur.
  - AT-3001 AFB Çoklu Boyama cihazı tek bir cihazda 3 farklı boyama metodu ile boyama yapabilir.
  - AT-3002,3 GRAM/AFB Çift Boyama Cihazı cihazı tek bir cihazda 2 farklı boyama metodu ile boyama yapabilir.
- ❖ Sistem kapalı sistemdir, cihazla aynı marka reaktif kitleri kullanılmalıdır.

**DAGATRON®**

## OTOMATİK BOYAMA CİHAZI

Preparat tepsisi her bir preparat bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır, her bir örnek dönen tepsi üzerinde ayrı uçlardan akıtılan taze boyalarla boyanır. **Çapraz kontaminasyon riski yoktur.**

1-10 veya opsiyonel olarak 1-20 arasında preparat sayısı seçilebilir.



# OTOMATİK BOYAMA CİHAZI

Boyama Metodu	Örnekler	Gözlenen Mikroorganizmalar
Ziehl-Neelsen	Balgam, İdrar, Kan, BOS, Vücut sıvıları, Cerehat	T.B. (Tubercle bacillus)
Floresans		
Kinyon		
GRAM	İdrar, Kan, BOS, Balgam Vücut sıvıları, Dışkı, Cerehat	GRAM Pozitif: Diphtheria, Actinomyces, Tetanus bacillus, Pneumococcus, Staphylococcus, Anthrax bacillus vs. GRAM Negatif: Salmonella, Dysentery bacillus, Typhoid bacillus, Colon bacterium, Vibrio cholerae, Pest, Gonococcus vs.
Wright-Giemsa	Kan, Kemik İliği	WBC, RBC hücrelerinin şekli veya sayısı / Plateletlerin şekli
MGG		

**DAGATRON®**

## OTOMATİK BOYAMA CİHAZI



Reaktif ambalajı 950ml

Reaktif tüketim miktarı 1.2-1.8ml/preparat

Bir döngü süresi 13 dk/10 preparat, 18 dk/20 preparat (Gram boyama)

**DAGATRON®**

# OTOMATİK BOYAMA CİHAZI

Sertifikalar

**CE**

