

A large, artistic splash of red ink is centered in the upper half of the image, set against a light green background. The splash is composed of various shades of red, from deep maroon to bright pink, with some darker, almost black, areas where the ink is more concentrated. The ink appears to be falling or spreading, creating a dynamic, organic shape.

Dia Pro<sup>®</sup>

A small, solid red triangle is positioned to the left of the product name text.

ACROSS GEL  
BRUCELLA COOMBS

# Across Gel® Santrifügasyon tekniği ile hızlı ve kesin sonuç

Çalışma Yöntemi ile  
Kullanıcı Dostu



- Across Gel Brucella Coombs testinin prensibi, Brucella Antijenik solüsyonundaki renklendirilmiş antijenler ile hasta serum örneklerinde *B. abortus*, *B. melitensis* ve *B. suis* 'e karşı gelişmiş olan IgG ve IgM antikörlerinin bağlanması sonucunda meydana gelen aglütinasyona bağlı reaksiyonların jel santrifügasyon tekniği ile Coombs 'lu ortamda tespit edilmesine dayanır.

## Avantajları

- Kullanıma hazır olan ürünler ile laboratuvarlarda kolaylıkla ve güvenle kullanabilmenizi sağlar.
- Jel Santrifügasyon yöntemi ile yorumlama kolaylığı sağlar.
- Minimum kontaminasyon yöntemi ile daha güvenli sonuç almanızı sağlar.
- Standardizasyon sağlar.
- 30 dakikada Tarama ve Titrasyon sonucu almanızı sağlar.
- Otomasyona uygun olması;
  - Across System Card Reader aracılığı ile sonuçları otomatik LIS sistemine gönderebilir ve test sonuçlarını kaydedebilmenizi sağlar.
  - Across Auto System 'leri ile hiçbir müdahaleye gerek kalmadan testleri yapmanızı sağlar.

Merkez / HeadOffice

Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: [diapro@diapro.com.tr](mailto:diapro@diapro.com.tr)

Fabrika / Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye  
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: [diapro@diapro.com.tr](mailto:diapro@diapro.com.tr)



TK1788  
[www.diapro.com.tr](http://www.diapro.com.tr)