

ÇEŞİTLİ TESTLER İÇİN KULLANIMA HAZIR QC MİKROORGANİZMALARİ

Test Metotları	Kalitatif QC Mikroorganizmalar			Kantitatif QC Mikroorganizmalar		Sertifikalı Referans Malzemeleri		Özel Çözümler
	KWIK-STİK™	LYFO DISK™	UV-BioTAG™	EZ-SPORE™	Epower™	Epower™ CRM	Lab-Elite™ CRM	Sizin Suşunuz
Var / Yok Testi ve Tanımlama Metotları								
Biyokimyasal Testler	•	•			•	•	•	•
Kromojenik Besiyeri	•	•			•	•	•	•
PCR Metotları	•	•			•	•	•	•
ELISA gibi Antikor Metotları	•	•			•	•	•	•
Standart Kültür Metotları	•	•	•	•	•	•	•	•
Sayım Testleri								
Dökme plak				•	•	•		•
Film-Bazlı Besiyeri					•	•		•
Membran Filtrasyon				•	•	•		•
En Olası Sayı (EMS)				•	•	•		•
Spor Pleyti				•	•	•		•
Spiral Otopleyt				•	•	•		•
Diğer								
Besiyeri QC	•	•	•		•	•	•	•
Reaktif QC	•	•			•	•		•
Su Testi	•	•			•	•	•	•
Çevresel Testler	•	•			•	•		•
Dezenfektan Etkinlik Testi ya da Çalışması	•	•			•	•	•	•
İnternal Yeterlilik	•	•		•	•	•	•	•

ATCC Licensed Derivative

* ATCC® kültürlerinden elde edilen ürünler için ATCC Licensed Derivative® Amblemini arayınız. ATCC Licensed Derivative Amblemi, ATCC Licensed Derivative kelime markası ve ATCC katalog markaları ATCC'nin ticari markalarıdır. Microbiologics, Inc., bu ticari markaları kullanmak ve ATCC® kültürlerinden üretilen ürünleri satmak için lisanslıdır.

Hemakim
TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.
www.hemakim.com.tr • hemakim@hemakim.com.tr

Microbiologics®
A safer, healthier world.

BRO11 Rev F

Hızlı, Kesin QC Mikroorganizmaları



Gıda ve Su Testleri için Güvenilir Kalitatif ve Kantitatif Kontroller

Microbiologics®

KANTİTATİF QC MİKROORGANİZMALARI



- Konsantrasyonu her pellet için 10^2 ile 10^8 CFU arasındadır.
- Son derece çok yönlüdür
 - Mikst mikroorganizma popülasyonu için kombine edilebilir.
 - Çok çeşitli konsantrasyon sunmak için kolayca manipüle edilebilir.
 - Var /Yok Testleri için düşük konsantrasyonlarda mevcuttur
- Bir vialde on liyofilize pellet
- Referans kültürden üç pasaj

EZ SPORE™

- Bozulma tespit yöntemlerini doğrulamak için günlük gıda işlem kontrolleri
- Her pellette 10^4 CFU konsantrasyonu sunar
- Bir vialde on liyofilize pellet
- Referans kültürden üç pasaj



KALİTATİF QC MİKROORGANİZMALARI

KWIKSTİK™

- Liyofilize mikroorganizma pelleti, sulandırma sıvısı haznesi ve inokülasyon svabı, hepsi tek bir pakette
- İkili veya altılı paketlerde mevcut
- 900'den fazla suş mevcut
- Referans kültürden üç pasaj

LYFO DISK™

- Tek vialde altı pellet
- 900'den fazla suş mevcut
- Referans kültürden üç pasaj

UV·BioTAG™

- QC suşlarını diğer olası kontaminantlardan ayırmak için UV ışığı altında floresan ışık yayar.
- Svap kitleri, altı tane liyofilize mikroorganizma pelleti, sulandırma sıvısı ampülü ve inokülasyon svabının hepsi bir pakette bulunur.
- Vial kitleri, cam viallerde altı liyofilize mikroorganizma pelleti içermektedir.



SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER

- ISO 17025 gereksinimlerini karşılamak içindir
- Referans suştan sadece bir pasaj
- Kantitatif Epower™ CRM her pellette 10^2 ila 10^8 CFU konsantrasyonları aralığında mevcuttur
- Kalitatif Lab-Elite™ CRM, hepsi bir arada KWIK-STİK™ formatında bulunur
- Ürün Kapsamlı Analiz Sertifikası'nı da içermektedir

ÇEVRESEL İZLEME



Basit ve güvenilir QC testi için çevresel izolatlarınız kullanıma hazır formatlardadır

SİZİN SUŞUNUZ. SİZİN FORMATINIZ. SİZİN RAHATINIZ.

STECs

- Big 6 STECs, O157:H7 ve O104:H4 mevcut
- USDA / FDA rehberlerine uygun
- Kalitatif KWIK-STİK™ ve LYFO DISK™ formatlarından ya da kantitatif Epower™ formatından biri seçilebilir
- Ayrıca QC Setleri ve Panelleri mevcuttur:
 - Big 6 STEC QC Set
 - Big 7 STEC QC Set (O157:H7 içerir)

