

across

AQUA

STERİL İNHALASYON SUYU



across
Steril Inhalasyon Suyu 350 ml
Sterile Water for Inhalation 350 ml

Kullanmadan önce kullanıma hazırlanması okuyunuz.
Tek kullanımlıdır. Sadece inhalasyon amaçlı kullanılır.
Parenteral kullanıma uygun değildir.
Enjeksiyon ya da infüzyon için kullanılmaz.

Read instruction for use before use. Single use.
For inhalation use only. It is not suitable for parenteral
use. Not for injection or infusion.

REF 63502

LOT

STERILE

CE 1984

across
Steril Inhalasyon Suyu 500 ml
Sterile Water for Inhalation 500 ml

Kullanmadan önce kullanıma hazırlanması okuyunuz.
Tek kullanımlıdır. Sadece inhalasyon amaçlı kullanılır.
Parenteral kullanıma uygun değildir.
Enjeksiyon ya da infüzyon için kullanılmaz.

Read instruction for use before use. Single use.
For inhalation use only. It is not suitable for parenteral
use. Not for injection or infusion.

REF 63502

LOT

STERILE

CE 1984



DIN
Standartlarına Göre Tasarlanmıştır

www.diapro.com.tr


DiaPro



STERİL İNHALASYON SUYU

Kronik hastalık nedeniyle tedavisi devam eden hastalarda araya giren enfeksiyonlar kişinin yaşam kalitesini bozup mortaliteyi arttırmaktadır.

Steril inhalasyon suyu havanın nemlendirilmesini sağlarken, mukozal membranların hasar görmesini de engellemektedir. Özellikle nazal kanül kullanan astımlı, KOAH'lı, trakeostomili ve yoğun bakımda entübe takip edilen hastalarda oksijen desteği gerekmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hem hümidiferlerin haftalık sterilizasyonu hem de kullanılan suyun steril olması mukozal bütünlüğü koruyarak, sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların, morbidite ve mortalitenin azaltılmasında önem teşkil etmektedir.

İnhalasyon solüsyonları tek kullanımlıktır.



Ürün Kodu	Açıklama	İçerik	Sterilizasyon Yöntemi	Ambalaj Şekli
635032	Oksijen Nemlendirme Şişesi (Hacim 350 ml. Yüksek Oranda Saflaştırılmış Su İçerir) Steril Adaptör ile	HPW (Yüksek Oranda Saflaştırılmış Su)	 (121°C Terminal Sterilizasyon)	6 adet/koli
635052	Oksijen Nemlendirme Şişesi (Hacim 500 ml. Yüksek Oranda Saflaştırılmış Su İçerir) Steril Adaptör ile	HPW (Yüksek Oranda Saflaştırılmış Su)	 (121°C Terminal Sterilizasyon)	6 adet/koli

Merkez

Kar Plaza İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu
Cad. No:47 18.Kat PK 34572 Ataşehir İstanbul / TÜRKİYE
Tlf : +90 (216) 326 70 42
Fax : +90 (216) 340 16 89
e-mail: diapro@diapro.com.tr

Fabrika

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1
PK 41400 Gebze - Kocaeli / TÜRKİYE
Tlf : +90 (262) 751 53 34
Fax : +90 (262) 751 53 37