

# Hızlı, Kesin QC Mikroorganizmaları

TEST METODU	KWIK-STIK™ KWIK-STIK™ Plus	LYFO DISK™	Mikrobiyoloji Lamları	Parazit Süspansiyonları	QC Set ve Panelleri	Helix Elite™
Tanılama Testi / Geleneksel Metodlar	•	•	•	•	•	
Tanılama Testi / Otomatik Ticari Araçlar	•	•			•	•
Tanılama Testi / Moleküler Metotlar / Hızlı Metotlar	•	•			•	•
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri	•	•			•	
Laboratuvarda Oluşturulmuş Yöntemler Kullanılarak Biyomarkerların Tarama Testleri						•
Validasyon / Doğrulama	•	•			•	•
Eğitim	•	•	•	•	•	•
Yeterlilik Testleri	•	•	•	•		•

ISO 13485:2003  
CERTIFICATION

Kolay, Güvenilir QC Testi

**Hemakim**  
TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.  
www.hemakim.com.tr • hemakim@hemakim.com.tr

**Microbiologics®**  
A safer, healthier world.  
www.microbiologics.com

BRO2 RevD



Klinik Laboratuvarlar İçin Güvenilir Çözümler

**Microbiologics®**

## KWIKSTIK™

- Liyofilize mikroorganizma peleti, sulandırma sıvısı ampülü ve inokülasyon sıvısı ile kullanıcı dostu hepsi tek bir aygıtta tasarım
- 900'den fazla suş mevcut
- 2'li ve ya 6'lı paketler mevcut

## KWIKSTIK™ 2 Passages plus

- KWIK-STIK™ ile benzer özellikler sunar ve fazladan alt kültüre imkan vermesi için referans kültürden sadece iki pasaj alınabilir.
- 5'li paketlerde mevcut



## LYFO-DISK™

- Kullanımı kolay liyofilize mikroorganizma peletleri; sadece peleti sulandırın ve inoküle edin
- 900'den fazla suş mevcut
- Her vialde 6 pelet mevcuttur

## Microbiologics® QC SETS AND PANELS

QC Set ve Panelleri belirli bir enstrüman veya test için kullanımı kolay bir format halinde üretici önerili kalite kontrol suşlarını içermektedir. QC Set ve Panelleri ayrıca CLSI® antimikrobiyal duyarlılık testi ve diğer daha yaygın kalite kontrol testleri için uygundur.

- Hızlı ve kolay sipariş için kolay ve tek bir katalog numarası
- Referans kültür izlenebilir
- KWIK-STIK™ 2'li paket (Her organizma için 2 STIK) ve İnaktif Helix Elite™ formatlarında mevcuttur.

### QC Set ve Panelleri sıkça kullanılan testler ve daha fazlası için uygundur:

- Solunum Patojenleri (örn. Influenza A/B ve RSV)
- Kan Kültürü Tanımlaması (örn. GP ve GN)
- Enterik/Gastrointestinal Patojenler (örn. Norovirus, Cryptosporidium, Giardia)
- Cinsel Sağlık/Kadın Sağlığı Testleri (örn. CT/NG, HPV, GBS)
- Hastane ve Toplum Kaynaklı İnfeksiyonlar (örn. C. diff, MRSA, CRE)
- Organ Nakil / Viral Yük Testleri (örn. CMV, BK)



## PARASITE SUSPENSIONS

- Parazit Süspansiyonları aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilirler:
  - Tanı kitleri ve metotlarında QC için
  - Mikroskopik inceleme
  - Asit-dirençli boyama prosedürleri
  - Yeterlilik programları
  - Eğitim amaçlı
- Oda sıcaklığında saklanır
- Kullanıma hazır 1 ml süspansiyon



## QC MİKROBİYOLOJİ LAMLARI

- Hava ile fikse edilip korunmuş mikroorganizma damlacıkları ya da istenilen mikroorganizma popülasyonunun sürüntüsünü içerir
- Yaygın olmayan türlere anında ulaşmak için çok çeşitli kontroller
- Kutudan çıkarıldığı anda kullanıma hazır
- Her kutu 10 tane lam içerir



## HELIX|ELITE™ MOLECULAR STANDARDS

### Güvenilir, Kolay, Kararlı Moleküler Kontroller

Helix Elite™ Molecular Standardlar sentetik nükleik asit ve inaktive edilmiş formatlarda bulunur, moleküler deneylerle kullanım için tasarlanmış tehlikeli olmayan kontrollerdir.

- Çeşitli cihaz, kit ve uygulama ile uyumludur
- Kullanıma hazır test formatları size zaman ve para kazandırır
- Kolay ve ekonomik, oda sıcaklığında saklama
- In-Vitro Diagnostic (IVD) Medikal Cihaz olarak FDA onaylı ve CE İşaretli

### Inactivated Helix Elite Molecular Standards

Inactivated Helix Elite Molecular Standards moleküler test süreçlerinin, ekstraksiyondan belirlemeye, her aşamasında kullanılabilen tamamen korunmuş ve canlı olmayan, işlem kontrolleridir.

### Synthetic Helix Elite Molecular Standards

Synthetic Helix Elite Molecular Standard klinik çalışmalarda amplifikasyon ve belirleme kontrollerinde kullanılmak için özel olarak tasarlanan sentetik DNA ve RNA sekanslarıdır.

